

Sada pro centrování kol vozidel Rover



Středový otvor
72,5 mm

Počet otvorů x rozteč
5x120



Problémem při vyvažování těchto typů kol je zúžení středového otvoru z vnější strany. Použitím standardního kónusu není možné dosáhnout správného vycentrování. Nejprve narazíte na zúžení (viz červená šipka). Aby bylo dosaženo perfektního výsledku vyvážení, jsou potřeba tyto **adaptéry:**

Název a popis	Obj. číslo	Obrázek
DuoExpert č. 1 Rozsah: 64 – 75 mm	164 xx0 502	
Kužel centrovací 57 / 72,5 / 74 mm	160 xx0 061	
Příruba 5 x 114 / 120 / 165,1	211e306 400	
Kolíky (5 x)	270 804 003	
QUICK PLATE Rozsah: 95 – 182	259 009 xx0	

xx = namísto křížků vepište průměr hřídele vyvažovačky (28, 36, 38, 40)